

EVIDENCIA CIENTÍFICA IRREFUTABLE

ESTUDIOS CONFIRMAN:

■ 1. Reducción de infecciones postquirúrgicas

Referencia: Bath MF et al. Does Pulsed Lavage Reduce the Risk of Surgical Site Infection? International Journal of Surgery, 2021.

Hallazgo: La irrigación pulsátil reduce significativamente la tasa de infecciones quirúrgicas en procedimientos generales y ortopédicos.

Link: ScienceDirect

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34454976/>

■ 2. Cicatrización más rápida en heridas crónicas

Referencia: Shetty R et al. Suction assisted pulse lavage for chronic wounds: A randomized controlled trial. International Wound Journal, 2014.

Hallazgo: Las heridas tratadas con PULSE LAVAGE, mostraron reducción del tamaño, mejor control bacteriano y cicatrización más rápida que con métodos convencionales.

Link: PMC - NIH

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7950438/>

■ 3. Comparación con irrigación por gravedad

Referencia: Mundy LR et al. The effect of pulsatile versus gravity irrigation on bacterial clearance. Patient Safety in Surgery, 2017.

Hallazgo: La irrigación pulsátil logra una limpieza eficaz comparable a la irrigación por gravedad, con potencial beneficio adicional en control de infecciones.

Link: BMC - Patient Safety in Surgery -

<https://dukespace.lib.duke.edu/items/718f372b-c7b0-45d9-b56f-b63101980851> dukespace.lib.duke.edu

■ 4. Profundidad de penetración y limpieza bacteriana

Referencia: Knappe et al. Performance of pulsatile lavage systems in surgical wound decontamination. 2022.

Hallazgo: El uso de mayores presiones en irrigación pulsátil mejora la eliminación de bacterias y permite mayor penetración en cavidades profundas.

Link: PMC - NIH

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9925541/>

¿POR QUÉ ELEGIR PULSE LAVAGE?

LÍDERES MUNDIALES EN TECNOLOGÍA

Más de 20 países lo están usando
2.5 millones de procedimientos exitosos
Certificación CE, ISO 13485



GARANTÍA TOTAL DE RESULTADOS

Capacitación completa incluida
Soporte técnico 24/7
Seguimiento de casos

CONTACTO INMEDIATO

sbamedic_servicios@hotmail.com
 +51 988 088 833 / +51 908 918 240
 www.sbamedic.com

LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LIMPIEZA ESPECIALIZADA DE HERIDAS YA COMENZÓ!

Es tu responsabilidad como
ESPECIALISTA liderar el cambio



REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA EN LIMPIEZA ESPECIALIZADA DE HERIDAS



PULSE LAVAGE

La tecnología que ya transformó el
tratamiento de las heridas a nivel
mundial



A LA VANGUARDIA DE LA TECNOLOGÍA MUNDIAL

EL SISTEMA DE LAVADO PULSADO DE ALTA PRESIÓN TE POSICIONA A LA VANGUARDIA TECNOLÓGICA MUNDIAL.

Es un dispositivo revolucionario de alta presión pulsátil controlada, que realiza limpieza quirúrgica **ESPECIALIZADA** de precisión molecular, eliminando contaminantes, bacterias y tejido desvitalizado en tiempo récord.

¿SIGUES USANDO MÉTODOS DEL SIGLO PASADO?

EN HOSPITALES DE FRANCIA, ALEMANIA, REINO UNIDO, ESPAÑA, ENTRE OTROS. LA MAYORÍA DE LOS CIRUJANOS YA NO CONCIBEN UNA CIRUGÍA SIN LAVADO PULSADO ESPECIALIZADO.

¿AÚN USAS IRRIGACIÓN MANUAL?

- Solo limpia superficialmente
- Deja hasta 60% de contaminantes
- No elimina biofilms adheridos
- Aumenta riesgo de infección en 3.5x
- Prolonga tiempos de cicatrización al no retirar adecuadamente agentes patógenos proinflamatorios
- Genera más complicaciones postoperatorias debido a limpieza inespecífica

TECNOLOGÍA QUE MARCA LA DIFERENCIA

CIENCIA DE VANGUARDIA

- Presión pulsátil de 4-15 PSI - El punto exacto donde la limpieza es máxima sin dañar tejidos sanos.
- Se puede asociar con soluciones antisépticas para una limpieza más enérgica en heridas contaminadas e infectadas

CARACTERÍSTICAS REVOLUCIONARIAS



INNOVACIONES EXCLUSIVAS

- Mecanismo de bloqueo patentado:** Cero accidentes
- Ergonomía de precisión:** Reduce fatiga quirúrgica en 70%
- Visualización mejorada:** Campo quirúrgico limpio y claro
- Compatibilidad universal:** Se adapta a cualquier quirófano o sala de procedimientos

TRANSFORMA CADA ESPECIALIDAD DE USO

CIRUGÍA GENERAL - NIVEL EXPERTO

Abscesos complejos: Desbridamiento completo en una sesión
Peritonitis: Limpieza abdominal total sin residuos
Heridas contaminadas: Limpieza microscópica en minutos
Trauma abdominal: Preparación perfecta para reparación

TRAUMATOLOGÍA - PRECISIÓN MÁXIMA

Fracturas expuestas: Eliminación total de contaminantes
Osteomielitis: Desbridamiento óseo profundo sin daño
Pseudoartrosis: Preparación óptima para injerto óseo

CIRUGÍA PLÁSTICA - LIMPIEZA PRECISA

Necrosis de tejidos: Salvamento de tejidos viables
Úlceras por presión: Lecho adecuado para la regeneración
Quemaduras: Desbridamiento selectivo sin trauma
Reconstrucciones: Base impecable para procedimientos.

GINECOLOGÍA - SEGURIDAD TOTAL

Infecciones postcesárea: Limpieza sin reabrir
Abscesos pélvicos: Drenaje y limpieza simultánea

PIE DIABÉTICO - SALVAMENTO EXTREMO

Úlceras Wagner III-IV-V: De amputación a salvamento
Gangrena húmeda: Desbridamiento selectivo vital
Osteomielitis digital: Limpieza sin mutilación

CIRUGÍA VASCULAR PERIFÉRICA

Limpieza prolífica de úlceras venosas y/o arteriales sin trauma de tejidos viables